


## CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

- Articulation à angulation variable
- Pin holder on balljoint
- Encombrement réduit
- Small size
- Légèreté : 24 gr.
- Lightweight : 24 gr.
- Distraction possible : 30 mm ( Verrouillage )
- Lengthening : 30 mm

## INDICATIONS INDICATIONS


- Traumatologie :
- Trauma :
- Orthopédie :
- Orthopaedics :
- fracture du métacarpien
- fracture of metacarpal bone
- allongement
- lengthening
- pseudarthrose
- non union
- chirurgie du pied
- foot surgery



Allongement  
du  
1<sup>er</sup> métacarpe




Fracture  
du  
5<sup>ème</sup> métacarpe



- **Fixateur complet comprenant :** réf. 150.000
- **Complete fixator including :**
  - 1 mini-fixateur
  - 1 mini fixator
  - 4 fiches autoforantes ø 1.5 mm
  - 4 selfdrilling pins ø 1.5 mm
  - 1 guide
  - 1 guide
  - 1 clef
  - 1 wrench
- **Mini-fixateur comprenant :** réf. 150.100
- **Mini-fixator including :**
  - 1 mini-fixateur
  - 1 mini fixator
  - 4 fiches autoforantes ø 1.5 mm
  - 4 selfdrilling pins ø 1.5 mm
- **Guide "MINIFIX" :** réf. 615.000
- "MINIFIX" guide
- **Clef "MINIFIX" :** réf. 615.001
- "MINIFIX" wrench
- **Fiches "MINIFIX" ø 1.5 mm (par 4)** réf. 240.801
- "MINIFIX" pins ø 1.5 mm (by 4)

# MINIFIX



## MINI-FIXATEUR DE DOIGT *FINGER MINI FIXATOR*